

Zakres objętości	objętość	Błąd systematyczny	Błąd przypadkowy		
Przycisk dozowania kolor ciemnoszary do końcówek 10 ul 34 mm					
0,1-2,5 ul	0,1 ul	±24 %	±0,024 ul/n	±10 %	±0,01 ul/n
	0,25 ul	±12 %	±0,03 ul/n	±6 %	±0,015 ul/n
	1,25 ul	±2,5 %	±0,031 ul/n	±1,5 %	±0,0188 ul/n
	2,5 ul	±1,4 %	±0,035 ul/n	±0,7 %	±0,0175 ul/n
Przycisk dozowania kolor średnioszary do końcówek 10 ul 34 mm					
0,5-10 ul	0,5 ul	±8%	±0,04 ul/n	±5 %	±0,025 ul/n
	1 ul	±2,5%	±0,025 ul/n	±1,8 %	±0,018 ul/n
	5 ul	±1,5%	±0,075 ul/n	±0,8 %	±0,04 ul/n
	10 ul	±1,0 %	±0,1 ul/n	±0,4 %	±0,04 ul/n
Przycisk dozowania kolor jasnoszary do końcówek 20 ul 40 mm					
2-20 ul	1 ul	±10 %	±0,1 ul/n	±3 %	±0,03 ul/n
	2 ul	±5 %	±0,1 ul/n	±1,5 %	±0,03 ul/n
	10 ul	±1,2 %	±0,12 ul/n	±0,6 %	±0,06 ul/n
	20 ul	±1,0 %	±0,2 ul/n	±0,3%	±0,06 ul/n
Przycisk dozowania kolor żółty do końcówek 20 ul 46 mm, 200 ul 53 mm					
2-20 ul	1 ul	±10 %	±0,1 ul/n	±3 %	±0,03 ul/n
	2 ul	±5 %	±0,1 ul/n	±1,5 %	±0,03 ul/n
	10 ul	±1,2 %	±0,12 ul/n	±0,6 %	±0,06 ul/n
	20 ul	±1,0 %	±0,2 ul/n	±0,3%	±0,06 ul/n
Przycisk dozowania kolor żółty do końcówek 200 ul 53 mm					
10-100 ul	5 ul	±6 %	±0,3 ul/n	±2 %	±0,1 ul/n
	10 ul	±3 %	±0,3 ul/n	±1 %	±0,1 ul/n
	50 ul	±1 %	±0,5 ul/n	±3 %	±0,15 ul/n
	100 ul	±0,8 %	±0,8 ul/n	±0,2 %	±0,2 ul/n
Przycisk dozowania kolor żółty do końcówek 200 ul 53 mm					
20-200 ul	10 ul	±5 %	±0,5 ul/n	±1,4 %	±0,14 ul/n
	20 ul	±2,5 %	±0,5 ul/n	±0,7 %	±0,14 ul/n
	100 ul	±1 %	±1 ul/n	±0,3 %	±0,3 ul/n
	200 ul	±0,6 %	±1,2 ul/n	±0,2 %	±0,4 ul/n
Przycisk dozowania kolor pomarańczowy do końcówek 300 ul 55 mm					
30-300 ul	15 ul	±5 %	±0,75 ul/n	±1,4 %	±0,21 ul/n
	30 ul	±2,5 %	±0,75 ul/n	±0,7 %	±0,21 ul/n
	150 ul	±1 %	±1,5 ul/n	±0,3 %	±0,45 ul/n
	300 ul	±0,6 %	±1,8 ul/n	±0,2 %	±0,6 ul/n
Przycisk dozowania kolor niebieski do końcówek 1000 ul 71 mm					
100-1000 ul	50 ul	±6 %	±3 ul/n	±1,2 %	±0,6 ul/n
	100 ul	±3 %	±3 ul/n	±0,6 %	±0,6 ul/n
	500 ul	±1 %	±5 ul/n	±0,2 %	±1 ul/n
	1000 ul	±0,6 %	±6 ul/n	±0,2%	±2 ul/n
Przycisk dozowania kolor czerwony do końcówek 2,5 ml 115 mm					
0,1-2 ml	100 ul	±5 %	±5 ul/n	±1,4 %	±1,4 ul/n
	200 ul	±3 %	±6 ul/n	±1,2 %	±2,4 ul/n
	1000 ul	±0,8 %	±8 ul/n	±0,2 %	±2,0 ul/n
	2000 ul	±0,5 %	±10 ul/n	±0,2 %	±4,0 ul/n
Przycisk dozowania kolor fioletowy do końcówek 5 ml 120 mm					
0,25-5 ml	250 ul	±6 %	±30 ul/n	±1,2 %	±3 ul/n
	500 ul	±3 %	±30 ul/n	±0,6 %	±3 ul/n
	2500 ul	±0,8 %	±40 ul/n	±0,25 %	±6,25 ul/n
	5000 ul	±0,6 %	±60 ul/n	±0,15 %	±7,5 ul/n
Przycisk dozowania kolor turkusowy do końcówek 10 ml 243 mm					
0,5-10 ml	500 ul	±6 %	±30 ul/n	±1,2 %	±6 ul/n
	1000 ul	±3 %	±30 ul/n	±0,6 %	±6 ul/n
	5000 ul	±0,8 %	±40 ul/n	±0,2 %	±10 ul/n
	10000 ul	±0,6 %	±60 ul/n	±0,15 %	±15ul/n