


szafa ultraniskotemperaturowa

SLN 100

-40...-86°C



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Elektroniczny sterownik temp. z cyfrowym wyświetlaczem



Podtrzymanie baterijne alarmów



2 otwory walidacyjne



2 nogi regulowane oraz 2 rolki



Automatyczny zawór dekompresyjny



Łatwy dostęp do czyszczenia skraplacza



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 7012 / RAL 7035
 - Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
 - Izolacja 120 mm
 - Układ chłodniczy kaskadowy
 - Ekologiczny czynnik chłodniczy
 - Drzwi pełne z podwójną wymienną uszczelką (dodatkowa uszczelka mocowana do korpusu)
 - Drzwi prawe
 - Elektroniczny sterownik temperatury z dotykowym wyświetlaczem 7" na drzwiach posiadający wbudowany system rejestracji temperatury i parametrów pracy urządzenia
 - Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1K
 - Uchwyt boczny z wbudowanym zamkiem
 - Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
 - Alarm otwartych drzwi
 - Alarm zabrudzonego skraplacza
 - Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Łatwy dostęp do czyszczenia skraplacza



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Alarm uszkodzenia sprężarki
- Alarm zaniku zasilania
- Podtrzymanie baterijne alarmów
- Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 1 półka perforowana z blachy
- Możliwość regulacji położenia półki
- 2 otwory walidacyjne
- 2 nogi regulowane oraz 2 rolki
- Automatyczny zawór dekompresyjny
- Rejestrator temperatury
- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (perforowane)
- Drzwi lewe
- Filtr skraplacza
- Manualny zawór dekompresyjny

SLN 100



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Elektroniczny sterownik temp. z cyfrowym wyświetlaczem



Podtrzymanie baterijne alarmów



2 otwory walidacyjne




2 nogi regulowane oraz 2 rolki



Automatyczny zawór dekompresyjny



Łatwy dostęp do czyszczenia skraplacza



Dane techniczne

Szer.

Gł.

Wys.

Wymiary zewnętrzne [mm]:	882	875 (775)	850
Wymiary wewnętrzne [mm]:	590	455	340
Typ agregatu:	wewnętrzny		
Rodzaj chłodzenia:	statyczne		
Pojemność brutto:	90 [dm3]		
Pojemność netto:	65 [dm3]		
Ciężar własny:	130 [kg]		
Max. załadowanie:	50 [kg]		
Ilość półek:	1		
Ilość przewodnic / wsporników poziomych:	4		
Możliwa liczba stelaży	8		
Możliwa liczba pojemników 50mm / 2"	72		
Max. obciążenie półki:	25 [kg]		
Zakres temperatur:	-40... -86 [°C]		
Warunki otoczenia:	+25 [°C] przy 60% HR		
Czynnik chłodniczy:	R290 / R1150		
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]		
Ilość drzwi zewnętrznych:	1		
Ilość drzwi wewnętrznych:	-		
Dobowe zużycie energii:	13.8 [kWh/24]		
Poziom hałas:	53 [dB]		
Moc:	1100 [W]		
Prąd znamionowy:	4.7 [A]		
Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury -80°C:	3 - 4 [godz.]		