

Ważna do dnia 30.06.2019 r.



-15% na Combitips advanced® + Multipipette® za 50%

Kup 5 opakowań Combitips advanced® ze zniżką 15% i zyskaj 50% na Multipipette® M4!

Multipipette® M4

- > Pokrętko wyboru objętości od 1 μ do 10 mL
- > Możliwość dozowania cieczy do 100 razy bez uzupełniania końcówki
- > Wyświetlacz liczby wykonywanych kroków dozowania
- > Podpórka dłoni sprzyjająca utrzymaniu wygodnej pozycji i ergonomiczny kształt dźwigni do napełniania i opróżniania końcówki
- > Automatyczne rozpoznanie końcówki i wyświetlenie objętości

Combitips advanced®

- > Kod kolorystyczny na końcówce i opakowaniu, umożliwiający szybką identyfikację
- > Ergonomiczna budowa: lejkowaty kształt zapobiega uszkodzeniom rękawiczek i zapewnia wygodne wprowadzenie do dozowników automatycznych
- > Całkowite opróżnianie naczyń, dzięki wydłużonym końcówkom zapobiega utracie próbki
- > Możliwość obserwacji objętości cieczy dzięki zoptymalizowanym skalom
- > Hermetycznie uszczelniany tłoczek

Lista produktów objętych Ofertą Specjalną

Opis	Nr katalogowy	Oferta Specjalna netto
Multipette® M4 (0,1 µL -10 mL)	4982 000.012	790,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, białe, 0,1 mL)	0030 089.405	332,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, jasnoniebieskie, 0,2mL)	0030 089.413	332,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, purpurowe, 0,5 mL)	0030 089.421	332,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, żółte, 1,0 mL)	0030 089.430	332,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, zielone, 2,5 mL)	0030 089.448	332,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, niebieskie, 5,0 mL)	0030 089.456	332,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, pomarańczowe, 10 mL)	0030 089.464	332,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, czerwone, 25 mL)	0030 089.472	394,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Quality™, 100 sztuk, jasnoszare, 50 mL)	0030 089.480	435,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, białe, 0,1 mL)	0030 089.766	420,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, jasnoniebieskie, 0,2mL)	0030 089.774	420,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, purpurowe, 0,5 mL)	0030 089.782	420,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, żółte, 1,0 mL)	0030 089.790	420,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, zielone, 2,5 mL)	0030 089.804	420,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, niebieskie, 5,0 mL)	0030 089.812	420,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, pomarańczowe, 10 mL)	0030 089.820	420,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, czerwone, 25 mL)	0030 089.839	492,00 zł
Combitips advanced® (PCR clean, 100 sztuk, jasnoszare, 50 mL)	0030 089.847	533,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, białe, 0,1 mL)	0030 089.618	613,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, jasnoniebieskie, 0,2 mL)	0030 089.626	613,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, purpurowe, 0,5 mL)	0030 089.634	613,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, żółte, 1,0 mL)	0030 089.642	613,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, zielone, 2,5 mL)	0030 089.650	613,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, niebieskie, 5,0 mL)	0030 089.669	613,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, pomarańczowe, 10 mL)	0030 089.677	613,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, czerwone, 25 mL)	0030 089.685	715,00 zł
Combitips advanced® (Eppendorf Biopur®, 100 sztuk, jasnoszare, 50 mL)	0030 089.693	772,00 zł

Twój dostawca:

Eppendorf Poland Sp. z o.o. • Al. Jerozolimskie 212 • 02-486 Warszawa
 E-mail: info@eppendorf.pl • Tel.: + 48 22 571 40 20 • Fax.: + 48 22 571 40 30

www.eppendorf.pl